

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Gérer facilement mon appareil auditif connecté depuis l'interface dédiée

Il est possible de connecter un appareil auditif en Bluetooth à son smartphone.

Certains appareils auditifs équipés du Bluetooth permettent aux utilisateurs de recevoir le son du téléphone (appels téléphoniques, musique, vidéos...) directement sur ceux-ci. Ils permettent une liaison directe sans accessoire intermédiaire entre vos appareils auditifs et votre smartphone.

Il suffit de télécharger l'application gratuite du fabricant de vos appareils auditifs sur votre smartphone. Cette application vous permettra de gérer certains réglages de vos aides auditives comme le volume sonore, le choix du programme d'écoute, la localisation d'un appareil perdu...

Comment connecter mes appareils auditifs à mon smartphone :

1. Télécharger l'application du fabricant de vos appareils auditifs sur votre smartphone:
2. Jumeler les appareils auditifs au smartphone

Dans votre smartphone : Allez sur *Paramètres/Accessibilité/Améliorations de l'audition/Prise en charge prothèses audit. /Prothèses auditives Bluetooth*

Une fois jumelée, vous pourrez autoriser l'accès aux appels, messages.

Exemple concret : Amélie souffre d'une perte d'audition depuis quelques années. Elle a acquis récemment une paire d'appareils auditifs. Ces derniers vont lui permettre d'écouter directement sa musique sans devoir passer de ses appareils au casque audio et inversement. Il en ira de même pour les appels téléphoniques.

Le Bluetooth qu'utilise les appareils auditifs placés contre la tête est-il sûr pour la santé?

Le Bluetooth est surveillé de près par les réglementations gouvernementales en matière de santé. Le niveau est bien plus faible en énergie que le taux des réglementations mais également moins élevé que les téléphones portables. Nous parlons donc de Bluetooth Low Energy

